

# Instrucciones de Uso

## Líquido Moldeador (Accesorios Cerámica Dental)



**Instrucciones de Uso****【Nombre del equipo】** Líquido Moldeador**【Modelo/Especificaciones】**

Categoría	Código	Especificaciones (Mililitros/botella)
Líquido especial para porcelana de máscara OP	OF	15, 50, 240
Líquido especial para porcelana de cuerpo	CFS	15, 50, 240
Líquido de glaseado	GY	5, 15, 50, 240

**【Composición】** Líquido de moldeo hecho de los siguientes ingredientes H<sub>2</sub>O, C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub> y C<sub>5</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub>.**【Uso previsto】** El líquido moldeador se divide en líquido especial para porcelana de cuerpo, líquido de mezcla para porcelana base de máscara (OP) y líquido de glaseado, se mezcla con el polvo de porcelana para modelar y procesar dientes de porcelana.**【Indicaciones】** Accesorio para mezclar polvo de cerámica dental, adecuado para la reparación de daños dentales (caries, dientes dañados, etc.), restauración de puentes fijos para dientes ausentes y restauraciones estéticas para dientes descoloridos. El líquido moldeador evita el secado rápido del material cerámico y aumenta la plasticidad durante la estratificación. La proporción recomendada de mezcla de polvo y líquido es la siguiente:

Modelo	Categoría de polvo de porcelana	Categoría de líquido moldeador	Proporción recomendada de mezcla de polvo y líquido
Cerámica metálica	Agente de unión de metal y porcelana	Líquido especial para porcelana de máscara (OF)	1g : 0.67g
	Porcelana base de máscara OP	Líquido especial para porcelana de máscara (OF)	1g : 0.43g
	Porcelana de dentina opaca, porcelana de dentina, Series de porcelana semi-translúcida, erie de porcelana transparente	Líquido especial para porcelana de cuerpo (CFS)	1g : 0.39g
	Polvo de glaseado, porcelana de reparación, porcelana tintada	Líquido de glaseado (GY)	1g : 0.67g
Cerámica de circonio	Porcelana de dentina opaca, porcelana de dentina, Series de porcelana semi-translúcida, erie de porcelana transparente	Líquido especial para porcelana de cuerpo (CFS)	1g : 0.39g
	Polvo de glaseado, porcelana de reparación, porcelana tintada	Líquido de glaseado (GY)	1g : 0.67g

**【Contraindicación】** Reacciones alérgicas a los ingredientes de este producto.**【Precauciones y advertencias】**

- Solo para uso dental y mantenerlo limpio.
- Si hay contacto accidental con los ojos o exposición prolongada al tejido bucal y se inhala, se debe lavar inmediatamente con abundante agua.

**【Instrucciones de uso】** Este producto se utiliza con cerámica dental.

- Usar el líquido de porcelana de máscara (OF) para mezclar el agente de unión de metal y porcelana y la porcelana base de máscara;
- Usar el líquido especial para porcelana de cuerpo (CFS) para mezclar la porcelana de dentina opaca, porcelana de dentina y calidades semi-translúcidas;
- Usar el líquido de glaseado (GY) para mezclar el polvo de glaseado, la porcelana de reparación y la porcelana tintada.
- Mezclar el polvo de porcelana con un líquido moldeador especial y proceder según las instrucciones de operación y los parámetros de cocción.

- Evitar agitación vigorosa que podría introducir burbujas en el agente de unión. Durante y después de la agitación, verificar visualmente que la mezcla sea homogénea y libre de contaminantes externos.

**【Condiciones de almacenamiento】** Este producto debe almacenarse en un ambiente con temperatura adecuada y evitar la exposición directa a la luz intensa. Por favor, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. El empaque debe estar sellado.

**【Condiciones de transporte】** Este producto no está sujeto a regulaciones de transporte de mercancías peligrosas. Antes del transporte, verificar que la caja de embalaje esté intacta y bien sellada. Asegurar que durante el transporte no haya fugas, colapsos, precipitaciones o daños. No almacenar la mercancía junto con álcalis fuertes, agua, etc. Durante el transporte, proteger contra la exposición directa al sol, la lluvia y altas temperaturas.

**【Disposición】** Este producto no es un residuo peligroso, su disposición o la de su contenedor puede seguir las regulaciones nacionales o locales.

**【Fecha de producción】** Ver la etiqueta del producto.

**【Periodo de validez】** 12 meses.

**【Origen】** Fabricado en China



### BAOT Biological Technology Co., Ltd

Unit 1 First Floor, Second Floor and Unit 3 Fourth Floor, No. 12 Building, 106 Qihao Road,

Torch Development District Zhongshan Guangdong 528437, China

Tel: +86-760-87893825 Email: [baotw@baot.biz](mailto:baotw@baot.biz)



### Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

SRN: DE-AR-000000001



### Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk, The Netherlands

SRN: NL-IM-00000454

### 【Símbolos gráficos】

Símbolos gráficos	Explicación de los símbolos	Símbolos gráficos	Explicación de los símbolos
	Artículo frágil, manejar con cuidado		Rango de temperatura: -18 °C ~ 50 °C
	Consultar el manual de instrucciones o la versión electrónica del manual		Rango de humedad: 30% ~ 80%
	Mantener seco		No usar si el empaque está dañado
	Precauciones (ver instrucciones de uso)		Límite de apilamiento a 5 capas
	Fecha de producción		Sensible a la luz solar
	Periodo de validez		Uso exclusivo bajo prescripción
	Código de lote		Fabricante
	Organismo de evaluación de conformidad		Representante autorizado en la UE
	Dispositivo médico, indica que el artículo es un dispositivo médico		Importador en Europa