

Инструкции за употреба

**Течност за формоване
(Акcesoар за Зубна керамика)**



Инструкции за употреба

【Име на уреда】 Течност за формоване

【Модел/Спецификация】

Категория	Κωδικός	Спецификации (милилитър/бутилка)
Течност за смесване на основен цветен порцелан OP	OF	15, 50, 240
Специализирана течност за тялото	CFS	15, 50, 240
Глазурна течност	GY	5, 15, 50, 240

【Съставки】 Формиращата течност, направена от H₂O, C₄H₁₀O₂ и C₅H₁₂O₂

【Предназначение】 Течностите за формоване се разделят на специализирана течност за тялото, смесителна течност за основен цветен порцелан (OP) и глазурна течност, смесени с порцеланова пудра за моделиране и изработка на порцеланови зъби.

【Клинични показания】 Аксесоари за смесване на зъбен порцелан, подходящи за реставрация на увредени зъби (кариес, повредени зъби и др.), фиксирани мостове за заместване на липсващи зъби и естетични реставрации на обезцветени зъби. Течностите за формоване предотвратяват бързото изсушаване на керамичните материали и увеличават пластичността при слоевете. Препоръчителни пропорции за смесване на прах и течност са както следва:

Модел	Категория порцеланова пудра	Категория формоваща течност	Препоръчителни пропорции на смесване на порцелан и течност
Метално-кер амична	Златен порцеланов агент	Специална течност за цветна порцелан (OF)	1g : 0.67g
	Основен цветен порцелан OP	Специална течност за цветна порцелан (OF)	1g : 0.43g
	Непрозрачен дентин, дентин, серии полупрозрачен и прозрачен порцелан	Специална течност за тяло (CFS)	1g : 0.39g
	Глазурен порцелан, ремонтен порцелан, оцветен порцелан	Глазурна течност (GY)	1g : 0.67g
Циркониева керамика	Непрозрачен дентин, дентин, серии полупрозрачен и прозрачен порцелан	Специална течност за тяло (CFS)	1g : 0.39g
	Глазурен порцелан, ремонтен порцелан, оцветен порцелан	Глазурна течност (GY)	1g : 0.67g

【Противопоказания】 Алергични реакции към съставки на този продукта.

【Внимание и предупреждения】

- Предназначен само за зъболекарска употреба.
- При случайно контакт с очите или дълготрайно въздействие върху оралните тъкани и инхалация, изплакнете обилно с чиста вода.

【Инструкции за употреба】 Продуктът се използва заедно със зъбна керамика.

- Използвайте течност за украса на цвят (OF) за смесване със златен порцелан и основен порцелан.
- Използвайте специализирана течност за тялото (CFS) за смесване на непрозрачен дентин, дентин и полупрозрачен порцелан.
- Използвайте глазурна течност (GY) за смесване на глазурни порцелани, ремонтни порцелани и оцветени порцелани.
- Смесете порцелановата пудра със специализирана течност за формоване, следвайки инструкциите за употреба и параметрите за изпичане.
- Избягвайте интензивно разбъркване, което може да въведе мехурчета във вързващия агент. По

време на разбъркването и след това визуално проверете за униформност и отсъствие на чужди тела

【Условия на съхранение】 Този продукт трябва да се съхранява при подходящи температурни условия и да се избягва пряка слънчева светлина. Моля, съхранявайте продукта на места, недостъпни за деца. Опаковката трябва да бъде запечатана.

【Ликвидация】 Този продукт не е класифициран като опасен отпадък, ликвидацията на продукта или неговите контейнери трябва да се извършва в съответствие с националните или местните закони и регулации.

【Условия на транспорт】 Този продукт не попада под контрола на транспорт на опасни стоки. Преди транспорт проверете дали кутията е неповредена и добре запечатана. По време на транспорта осигурете, че няма течове, срутвания, наводнения или повреди. Не съхранявайте стоката със силни алкали, вода и други. По време на транспорт предпазвайте от пряка слънчева светлина, дъжд и високи температури.

【Дата на производство】 Вижте етикета на продукта.

【Срок на годност】 12 месеца.

【Произход】 Произведено в Китай



BAOT Biological Technology Co., Ltd

Unit 1 First Floor, Second Floor and Unit 3 Fourth Floor, No. 12 Building, 106 Qihao Road, Torch Development District Zhongshan Guangdong 528437, China

Tel: +86-760-87893825 Email: baotw@baot.biz



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

SRN: DE-AR-000000001



Umedwings Netherlands B.V.

Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk, The Netherlands

SRN: NL-IM-00000454

【Графични символи】

Графични символи	Обяснение на символите	Графични символи	Обяснение на символите
	Чуплив продукт, внимателно с транспортирането		Температурен диапазон: от -18 °C до 50°C
	Консултирайте ръководството за употреба или електронната версия на ръководството		Диапазон на влажност: 30% до 80%
	Поддържайте сухо		Ако опаковката е повредена, не използвайте продукта
	Внимание (вижте инструкциите за употреба)		Ограничение за натрупване до 5 слоя
	Дата на производство		Избягвайте директно слънчево облъчване
	Срок на годност		Само по лекарско предписание
	Код на партидата		Производител
	Орган за оценка на съответствието		Упълномощен представител на ЕС
	Медицинско изделие, означава, че артикулет е медицинско изделие		Вносител в Европа